



Sichuan ChenAnHui Technology Co.,Ltd

交锁髓内钉产品目录

INTERLOCKING NAILS PRODUCT CONTENTS



Sichuan ChenAnHui Technology Co., Ltd.

Email: je yxx0313@163.com

Address: Room 1404, 14th Floor, Building 1, No. 595, Jinzhou Road,
Jinniu High-tech Industrial Park, Chengdu City, Sichuan Province.


诚信、高效、创新、自强
Integrity, efficiency, innovation and self-improvement




我们公司是一家专业生产骨科产品的制造商。同时，我们还提供轮椅、麻醉机、呼吸机、病床等其他医疗设备，供合作伙伴选择。作为一家积极进取、勇于创新的企业，有限公司致力于为客户提供优质的产品和服务。我们拥有先进的生产设备和专业的研发团队，确保产品质量稳定并不断改进。我们坚持以客户为中心的理念，不断满足客户需求，与客户建立长期合作伙伴关系。作为一家中国医疗器械企业，我们在国内市场有着良好的声誉和广泛的客户群。我们致力于提供高质量的产品，有吸引力的价格，以帮助客户改善当地的健康状况。凭借我们产品的质量和性能，我们在市场上获得了认可和信任。凭借对国内市场的深入了解，我们高效的销售团队使我们能够满足客户的多样化需求。同时，我们积极开拓国际市场，从事出口贸易。

我们的产品远销国际市场，得到了海外客户的一致好评。通过卓越的质量和服务，我们赢得了国际客户的信任，并不断扩大我们的品牌影响力和市场份额。我们专注于团队合作和员工培训，不断改进我们的管理体系，以提高工作效率和竞争力。我们鼓励员工的创造性思维和创新精神，促进不断学习和成长。我们的企业文化强调诚信、合作、谨慎、共赢。我们致力于为客户提供最好的产品和服务，始终将质量和客户满意度放在首位。真诚希望在不久的将来我们能建立业务合作。我们期待着与更多的合作伙伴一起发展并创造成功！

Our company is a manufacturer specializing in orthopedic products. At the same time, we also provide other medical equipment such as wheelchairs, anesthesia machines, ventilators, hospital beds, etc., for our partners to choose from. As a proactive and innovative enterprise, Sichuan Chenan Hui Technology Co., Ltd. is committed to providing high-quality products and services to our customers. We are dedicated to supply high-quality products with attractive prices to help clients improve health condition in their local place. We have advanced production equipment and a professional R&D team to ensure the stability of product quality and continuous improvement. We adhere to the customer-centric philosophy and constantly meet customer needs, establishing long-term partnerships with our clients. As a Chinese medical device enterprises, we have a good reputation and a wide customer base in the domestic market. With the quality and performance of our products, we have gained recognition and trust in the market. Having a deep understanding of the domestic market, our efficient sales team allows us to meet the diverse needs of customers. Meanwhile, we actively expand into the international market and have engaged in export trade. Our products are sold to international markets and have received unanimous praise from overseas customers. Through excellent quality and service, we have gained the confidence of international clients and continuously expand our brand influence and market share. We focus on teamwork and employee training, continuously improving our management system to increase work efficiency and competitiveness. We encourage employees' creative thinking and innovative spirit, promoting continuous learning and growth. Our corporate culture emphasizes integrity, cooperation, prudence, and win-win. We are committed to providing our customers with the best products and services, always prioritizing quality and customer satisfaction. Sincerely hope we can build up business cooperation in the nearly future. We look forward to developing and creating success together with more partners!



精密的设施，打造一流的品质
High-precision facilities, create the first-class quality



Contents


目录

01-02	▶	肱骨交锁髓内钉系统-多维锁定 Humeral Interlocking Nail System-Multidimensional Locking
03-04	▶	肱骨交锁髓内钉系统 Humeral Interlocking Nails System
05-06	▶	胫骨交锁髓内钉(髌上入路) Tibial Interlocking Nail(Suprapatellar Approach)
07-08	▶	胫骨交锁髓内钉系统 Tibial Interlocking Nails System
09-10	▶	PFNA股骨伽玛交锁髓内钉系统 PFNA Gamma Interlocking Nails System
11-12	▶	股骨伽玛型交锁髓内钉-Ⅱ(小Intertan) Femoral Gamma Interlocking Nail-II(Small Intertan)
13-14	▶	股骨交锁髓内钉系统 Femoral Interlocking Nails System
15-16	▶	PFNA股骨伽玛交锁髓内钉系统Ⅱ PFNA Gamma Interlocking Nails System II
17-18	▶	股骨倒置钉系统 Femoral Reverse Interlocking Nails System
19-20	▶	尺桡骨髓内针系统 Ulna Radius Interlocking Nail System
21	▶	髓内针 Intramedullary Pin
21	▶	封帽 Sealing Cap
21	▶	髌骨针 Patella Pin
21	▶	弹性髓内针器械包 Titanium Elastic Nail Instruments Case
22-30	▶	髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

肱骨交锁髓内钉系统-多维锁定
Humeral Interlocking Nail System-Multidimensional Locking

独特的螺钉内螺纹设计,以提高稳定性。
Special internal thread of screw to improve stability

双皮质螺钉设计,增加横向和短斜骨折的稳定性。
Double cortical screw increases the stability of transverse and short oblique fractures



由短钉和长钉组成,有多种螺钉选择,以解决肱骨近端和肱骨轴的简单和复杂骨折。
Make up of short nail and long nail and there are many kind of screws choose to solve the simple and complex fractures of proximal humerus and humeral axis.

6101 肱骨交锁髓内钉系统-多维锁定
Humeral Interlocking Nail System-Multidimensional Locking



肱骨交锁髓内钉系统-多维锁定主钉(左右式) Humeral Interlocking Nail System-Multidimensional Locking(Left And Right Types)

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6101-T70200(L/R)~T70280(L/R)	7.0	200~300	钛合金 Titanium Alloy
	6101-T80220(L/R)~T80300(L/R)	8.0	200~300	
	6101-T85160(L/R)	8.5	160	
	注：长度200~300每20mm为一个规格 Remark: Length 200~300 per 20mm for a specification			

Φ4.5多维锁钉 Φ4.5 Multidimensional Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	4.5	20~60	钛合金 Titanium Alloy
	注: 每2mm为一个规格 Remark: per 2mm for a specification		

Φ3.5锁钉 Φ3.5 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	3.5	20~66	钛合金 Titanium Alloy
	注: 每2mm为一个规格 Remark: per 2mm for a specification		

Φ3.5锁定螺钉 Φ3.5 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	3.5	26~52	钛合金 Titanium Alloy
	注：每2mm为一个规格 Remark: per 2mm for a specification		


尾帽 End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy


延长尾帽 Lengthened End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	2.5/5/7.5/10	钛合金 Titanium Alloy

肱骨交锁髓内钉系统
Humeral Interlocking Nails System



6102 肱骨交锁髓内钉系统
Humeral Interlocking Nails System



肱骨交锁髓内钉 Humeral Interlocking Nail

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6102-T70120	7.0	120	钛合金 Titanium Alloy
	6102-T80120	8.0	120	
	6102-T70160~T70280	7.0	160~280	
	6102-T80160~T80280	8.0	160~280	
注：长度160~280每20mm为一个规格 Remark: Length 160-280 per 20mm for a specification				


肱骨刀片钉 Humeral Rotation Blade

	Length 长度 (mm)	Material 材质
	28~48	钛合金 Titanium Alloy
注：长度28~48每2mm为一个规格 Remark: Length 28-48 per 2mm for a specification		


肱骨钉锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	3.5	25~50	钛合金 Titanium Alloy
注：长度25~50每5mm为一个规格 Remark: Length 25-50 per 5mm for a specification			


主钉尾帽 Nail End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy

延长尾帽 Lengthened End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	5	钛合金 Titanium Alloy
	10	
	15	


胫骨交锁髓内钉(髌上入路)
Tibial Interlocking Nail(Suprapatellar Approach)



不同尾帽长度选择,方便取出手术操作
Have different length of end cap choose to convenient for removing operation



增强近端多平面锁定设计
为近端骨折块提供足够的支撑
Design of enhanced proximal multiplanar locking
Provide enough support for proximal fracture bloc



远端多种锁定方式
两个横向锁定和一个纵向锁定提供远端骨块最佳稳定性
远端后侧切削处理,方便主钉的插入
Multiple locking type for distal
Two transverse locking and one longitudinal locking provide optimal stability of the distal bone mass
The rear side of the distal end is cut to facilitate the insertion of the main nail

6201 胫骨交锁髓内钉(髌上入路)
Tibial Interlocking Nail(Suprapatellar Approach)



主钉 Main Nail

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6201-T80180-T80360	8	180~360	钛合金 Titanium Alloy
	6201-T90180-T90360	9	180~360	
	6201-T10180-T10360	10	180~360	
	6201-T11180-T11360	11	180~360	

胫骨钉锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	4.35	25~80	钛合金 Titanium Alloy
	注: 长度25~80每5mm为一个规格, 与胫骨钉锁钉通用, 用于远端 Remark: Length 25-80 per 5mm for a specification, Use for distal and common with tibial locking screw		

拉力螺钉 Lag Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	4.8	40~80	钛合金 Titanium Alloy
	注: 长度40~80每5mm为一个规格, 适用于胫骨近端的3个孔, 与胫骨钉近端锁钉通用 Remark: Length 40-80 per 5mm for a specification, used for 3 holes at proximal tibia, Common with proximal tibia locking screw		

尾帽 End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy


锁定尾帽 Lock The Tail Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy

加长尾帽 Longer Tail Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	5	钛合金 Titanium Alloy
	10	
	15	

胫骨交锁髓内钉系统
Tibial Interlocking Nails System



6202 胫骨交锁髓内钉系统
Tibial Interlocking Nails System



胫骨交锁髓内钉 Tibial Interlocking Nail

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6202-T80240-T80360	8	240~360	钛合金 Titanium Alloy
	6202-T90240-T90360	9		
	6202-T10240-T10360	10		
	6202-T11240-T11360	11		
	注：长度240~360每20mm为一个规格 Remark: Length 240-360 per 20mm for a specification			

胫骨钉锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	4.35	25~80	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度25~80每5mm为一个规格 Remark: Length 25-80 per 5mm for a specification		

拉力螺钉 Lag Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	4.8	40~80	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度40~80每5mm为一个规格,适用于胫骨近端的3个孔 Remark: Length 40-80 per 5mm for a specification, used for 3 holes of proximal tibial		


普通尾帽 Normal End Cap

	Specification 规格 (mm)		Material 材质
	0		钛合金 Titanium Alloy
	5		
	10		
	15		


锁定尾帽 Locking End Cap

	Specification 规格 (mm)		Material 材质
	/		钛合金 Titanium Alloy
	注：适用于近端拉力螺钉的锁定 Remark: The locking suitable for proximal lag screw		

PFNA股骨伽玛交锁髓内钉系统
PFNA Gamma Interlocking Nails System




标准型
Standard



加长型
Lengthened



一步锁紧,手术方便
Lock in one-step.
Easy for operation



外偏角 5°
允许从大转子顶点置入
External angle 5°
Allowed to be placed from the top of big trochanter



理想的应力分布,弹性尖端和凹槽设计
便于插入 PFNA,避免远端局部应力集中
Ideal distribution of stress, flexible tip and
groove design is convenient for the insertion
of PFNA and can avoid the stress
concentration on distal parts.

6301 PFNA股骨伽玛交锁髓内钉系统
PFNA Gamma Interlocking Nails System



PFNA股骨伽玛交锁髓内钉（标准型） PFNA Main Nail(Standard)

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6301-T90180、T90200、T90240	9	180、200、240	钛合金 Titanium Alloy
	6301-T10180、T10200、T10240	10		
	6301-T11180、T11200、T11240	11		
	6301-T12180、T12200、T12240	12		

PFNA股骨伽玛交锁髓内钉（加长型）左右式 PFNA Main Nail (Lengthened)Left And Right Types

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6301-T94320 (L/R) ~T94420 (L/R)	9.4	320~420	钛合金 Titanium Alloy
	6301-T10320 (L/R) ~T10420 (L/R)	10		
	6301-T11320 (L/R) ~T11420 (L/R)	11		
	6301-T12320 (L/R) ~T12420 (L/R)	12		
	注：长度320~420每20mm为一个规格 Remark: Length 320-420 per 20mm for a specification			

锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	5.0	30~50	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度30~50每5mm为一个规格（与股骨交锁髓内钉共用） Remark: Length 30-50 per 5mm for a specification(share with femoral interlocking nail)		

刀片钉 Blade Nail

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	70~120	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度70~120每5mm为一个规格 Remark: Length 70-120 per 5mm for a specification	

锁定尾帽 Locking End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	5	钛合金 Titanium Alloy
	10	
	15	
	注：长度70~120每5mm为一个规格 Remark: Length 70-120 per 5mm for a specification	

股骨伽玛型交锁髓内钉-Ⅱ (小Intertan)
Femoral Gamma Interlocking Nail-II(Small Intertan)

主钉近端 5° 外翻角提供了大粗隆顶点的微创入路
5° valgus angle of main nail proximal provides a minimally invasive approach to the apex of the greater trochanter

预先置入的空心稳定螺钉,可在必要时拧紧以消除术后过多的滑动
Cannulated stabilizing screw implanted in advance,can be tightened if necessary to eliminate excessive sliding after operation

独特的联合交锁钉设计: 提供了良好的稳定性及抗旋转能力, 及在拧入加压螺钉过程中的显著加压效果
Special design of Combined Interlocking nail:Provides good stability and anti-rotation ability, and remarkable compression effect in the process of screwing pressure screw

主钉近端的梯形截面设计, 增强了股骨近端的稳定性, 便于早期负重
Trapezoidal Section Design of main nail proximal enhances the stability of proximal femur and facilitates early weight-bearing.

较小的近端直径有利于保留臂中肌肌腱及大粗隆外侧壁
Smaller proximal diameter is beneficial to the preservation of the medial arm muscle tendon and the lateral wall of greater trochanter

远端钉孔可选择动力或静力交锁, 使用 5mm 的内六角可把持交锁螺钉
The distal screw hole can be locked dynamically or statically,use 5.0mm hex can hold interlocking screws

6302 股骨伽玛型交锁髓内钉-Ⅱ (小Intertan)
Femoral Gamma Interlocking Nail-II(Small Intertan)

主钉 Main Nail

Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
6302-T94180、T94200、T94220	9.4	180、200、220	钛合金 Titanium Alloy
6302-T10180、T10200、T10220	10		
6302-T11180、T11200、T11220	11		
6302-T12180、T12200、T12220	12		

加长主钉(左右式) Lengthened Main Nail (Left And Right Types)




Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
6302-T94240(L/R)、6302-T94300(L/R)-T94420(L/R)	9.4	240、300~420	钛合金 Titanium Alloy
6302-T10240(L/R)、6302-T10300(L/R)-T10420(L/R)	10		
6302-T11240(L/R)、6302-T11300(L/R)-T11420(L/R)	11		
6302-T12240(L/R)、6302-T12300(L/R)-T12420(L/R)	12		
注: 长度300~420每20mm为一个规格 Remark: Length 300-420 per 20mm for a specification			

刀片钉 Blade Nail

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	9.0	70~120	钛合金 Titanium Alloy
	注：每5mm为一个规格 Remark: per 5mm for a specification		

组合拉力螺钉 Combined Lag Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6.0	65~115	钛合金 Titanium Alloy
	注: 每5mm为一个规格 Remark: per 5mm for a specification		

锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	5.0	30~50	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度30~50每5mm为一个规格（与股骨交锁髓内钉共用） Remark: Length 30-50 per 5mm for a specification(share with femoral interlocking nail)		


尾帽 End Cap

Specification 规格 (mm)	Material 材质
/	钛合金 Titanium Alloy

锁定尾帽 Locking End Cap

Specification 规格 (mm)	Material 材质
/	钛合金 Titanium Alloy


股骨交锁髓内钉系统
Femoral Interlocking Nails System




重建钉模式
Reconstruction Model

股骨钉模式
Femoral Model


伽玛钉模式
Gamma Model



重建模式锁钉
Reconstruction Mode Locking Nail



股骨模式锁钉
Femoral Mode Locking Nail




股骨带锁髓内钉具有 5° 外偏角，方便从大粗隆顶点插入
Femoral Intramedullary Nail has 5° deflection angle, so it's easy to insert from Greater Trochanter.



重建模式锁钉时具有 12° 前倾角
Restriction mode locking nail has 12° anteversion angle.

6303 股骨交锁髓内钉系统
Femoral Interlocking Nails System



股骨交锁髓内钉（左右式） Femoral Interlocking Nail(Left And Right Types)

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6303-T90340 (L/R) ~T90420 (L/R)	9	340~420	钛合金 Titanium Alloy
	6303-T10340 (L/R) ~T10420 (L/R)	10		
	6303-T11340 (L/R) ~T11420 (L/R)	11		
	6303-T12340 (L/R) ~T12420 (L/R)	12		
	注：长度340~420每20mm为一个规格 Remark: Length 340-420 per 20mm for a specification			

股骨钉锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	5.0	30~80	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度30~80每5mm为一个规格（与PFNA伽玛交锁髓内钉共用） Remark: Length 30-80 per 5mm for a specification(share with PFNA)		


拉力螺钉（实心） Lag Screw(Solid)

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6.5	65~115	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度65~115每5mm为一个规格 Remark: Length 65-115 per 5mm for a specification		

拉力螺钉（空心） Lag Screw(Cannulated)

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6.5	65~115	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度65~115每5mm为一个规格 Remark: Length 65-115 per 5mm for a specification		

尾帽 End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	0	钛合金 Titanium Alloy
	5	
	10	
	15	

PFNA股骨伽玛交锁髓内钉系统 II
PFNA Gamma Interlocking Nails System II

主钉近端 5° 外翻角提供了大粗隆顶点的微创入路
5° valgus angle of main nail proximal provides a minimally invasive approach to the apex of the greater trochanter

预先置入的空心稳定螺钉，可在必要时拧紧以消除术后过多的滑动
Cannulated stabilizing screw implanted in advance, can be tightened if necessary to eliminate excessive sliding after operation

独特的联合交锁钉设计：提供了良好的稳定性及抗旋转能力，及在拧入加压螺钉过程中的显著加压效果
Special design of Combined Interlocking nail: Provides good stability and anti-rotation ability, and remarkable compression effect in the process of screwing pressure screw

主钉近端的梯形截面设计，增强了股骨近端的稳定性，便于早期负重
Trapezoidal Section Design of main nail proximal enhances the stability of proximal femur and facilitates early weight-bearing.

较小的近端直径有利于保留臂中肌肌腱及大粗隆外侧壁
Smaller proximal diameter is beneficial to the preservation of the medial arm muscle tendon and the lateral wall of greater trochanter

远端钉孔可选择动力或静力交锁，使用 5mm 的内六角可把持交锁螺钉
The distal screw hole can be locked dynamically or statically, use 5.0mm hex can hold interlocking screws

远端独特的发卡形分叉设计，以降低应力集中，避免远端假体周围骨折
Distal unique hairpin bifurcation design to reduce stress concentration and avoid distal periprosthetic fractures

6304 PFNA股骨伽玛交锁髓内钉系统 II
PFNA Gamma Interlocking Nails System II



PFNA股骨伽玛交锁髓内钉 II（标准型） PFNA GAMMA Interlocking Nail II (Standard)

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6304-T94180、T94200、T94240	9.4	180、200、240	钛合金 Titanium Alloy
	6304-T10180、T10200、T10240	10		
	6304-T11180、T11200、T11240	11		
	6304-T12180、T12200、T12240	12		

PFNA股骨伽玛交锁髓内钉 II（加长型）左右式 PFNA GAMMA Interlocking Nail II (Lengthened) Left And Right Type

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6304-T94300 (L/R) ~T94440 (L/R)	9.4	300~440	钛合金 Titanium Alloy
	6304-T10300 (L/R) ~T10440 (L/R)	10		
	6304-T11300 (L/R) ~T11440 (L/R)	11		
	6304-T12300 (L/R) ~T12440 (L/R)	12		
	注：长度300~440每20mm为一个规格 Remark: Length 300~440 per 20mm for a specification			

锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	5.0	30~50	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度30~50每5mm为一个规格（与股骨交锁髓内钉共用） Remark: Length 30~50 per 5mm for a specification (Shared with Femoral Interlocking nail)		

刀片钉 Blade Nail

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	φ11X (70~120)	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度70~120每5mm为一个规格 Remark: Length 70~120 per 5mm for a specification	

拉力螺钉 Lag Screw

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	φ7X (65~115)	钛合金 Titanium Alloy
	注: 长度65~115每5mm为一个规格 Remark: Length 65~115 per 5mm for a specification	

拉力螺钉 Lag Screw

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	φ11X (70~120)	钛合金 Titanium Alloy
	注: 长度70~120每5mm为一个规格 Remark: Length 70~120 per 5mm for a specification	


尾帽 End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy


锁定尾帽 Locking End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy

股骨倒置钉系统
Femoral Reverse Interlocking Nails System



6305 股骨倒置钉系统
Femoral Reverse Interlocking Nails System



股骨倒置钉 Femoral Reverse Main Nail

	Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	6305-T90200~T90360	9	200~360	钛合金 Titanium Alloy
	6305-T10200~T10360	10		
	6305-T11200~T11360	11		
	6305-T12200~T12360	12		
注：长度200~360每20mm为一个规格 Remark: Length 200~360 per 20mm for a specification				

锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)		Length 长度 (mm)	Material 材质
	5.0		30~50	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度30~50每5mm为一个规格（与股骨交锁髓内钉共用） Remark: Length 30~50 per 5mm for a specification[Shared with Femoral Interlocking nail]			


普通尾帽 End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	/	钛合金 Titanium Alloy

延长尾帽 Lengthened End Cap

	Specification 规格 (mm)	Material 材质
	5	钛合金 Titanium Alloy
	10	
	15	

尺桡骨髓内针系统
Ulna Radius Interlocking Nail System



6401 尺桡骨髓内针系统
Ulna Radius Interlocking Nail System



尺骨主钉 Mail Nail



Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
6401-T30210-T30270	3.0	210~270	钛合金 Titanium Alloy
6401-T35210-T35270	3.5		
注：长度210~270每20mm为一个规格 Remark: Length 210~270 per 20mm for a specification			

桡骨主钉（左右式） Mail Nail (Left And Right Types)



Product No. 产品编号	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
6401-T30190~T30230 (L/R)	3.0	190~230	钛合金 Titanium Alloy
6401-T35190~T35230 (L/R)	3.5		
注：长度190~230每20mm为一个规格 Remark: Length 190~230 per 20mm for a specification			

锁钉 Locking Screw

	Diameter 直径 (mm)	Length 长度 (mm)	Material 材质
	3.5	12~30	钛合金 Titanium Alloy
	注：长度12~30每2mm为一个规格 Remark: Length 12~30 per 2mm for a specification		

Q1259 尺桡骨髓内针安装器械包
Ulna Radius Interlocking Nails Instrument Kit

Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1259-001	1	开口锥 Open cone	Φ6.1	Q1259-013	13	定位针 Guide Pin	
Q1259-002	2	钻头 Drill Bit	Φ6.1	Q1259-014	14	钻头 Drill Bit	Φ2.8
Q1259-003	3	导钻 Guide Drill	Φ6.6	Q1259-015	15	丝锥 Tap	M2.5
Q1259-004	4	扩髓钻 Marrow-spread Drill	Φ3	Q1259-016	16	螺钉探测器 Screw Detector	17-60mm
Q1259-005	5	扩髓钻 Marrow-spread Drill	Φ3.5	Q1259-017	17	六角起子 Hex Screwdriver	SW2.5
Q1259-006	6	定位架 Locating Device	桡骨用 For Radius				
Q1259-007	7	定位架 Locating Device	尺骨用 For Ulna				
Q1259-008	8	手把 Handle					
Q1259-009	9	连接螺栓 Connecting Bolt	M4				
Q1259-010	10	连接锁轮 Connecting Locking Wheel	M6				
Q1259-011	11	加力螺母 Compression Bolt					
Q1259-012	12	钻套（双节） Drill sleeve(two-piece)	Φ3.1/Φ5.2				

髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

6501 髓内针 Intramedullary Pin

	Product No. 产品编号	Diameter 直径	Length长度 (mm)	Material 材质
	6501-(T)20440	2.0	440	钛合金 Titanium Alloy
	6501-(T)25440	2.5	440	
	6501-(T)30440	3.0	440	
	6501-(T)35440	3.5	440	
	6501-(T)40440	4.0	440	


6502 封帽 Sealing Cap

	Product No. 产品编号	Specification 规格	Material 材质
	6502-(T)10001	大 Large	钛合金 Titanium Alloy
	6502-(T)10002	小 Small	

6503 髌骨针 Patella Pin

	Product No. 产品编号	Diameter 直径	Length长度 (mm)	Material 材质
	6503-(S)15100	1.5	100	不锈钢 Stainless Steel
	6503-(S)15120		120	
	6503-(S)15140		140	
	6503-(S)20100	2.0	100	
	6503-(S)20120		120	
	6503-(S)20140		140	
	6503-(S)25100	2.5	100	
	6503-(S)25120		120	
	6503-(S)25140		140	




Q1260 弹性髓内针器械包
Titanium Elastic Nail Instruments Case

	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
	Q1260-001	1	拔出器 Extractor		Q1260-013	13	开口锥 Open Awl	
	Q1260-002	2	弯棒器 Rod Bending Pliers		Q1260-014	14	断棒器 Rod Cutter	
	Q1260-003	3	钻头 Drill Bit	φ4.5	Q1260-015	15	骨锤 Bone Hammer	
	Q1260-004	4	钻头 Drill Bit	φ3.2				
	Q1260-005	5	钻头 Drill Bit	φ2.5				
	Q1260-006	6	两用导钻 Biservice Drill Guide	φ4.5/φ3.2				
	Q1260-007	7	打入器 Inserter	直、弯 straight, curve				
	Q1260-008	8	起子 Screwdriver	大号、小号 large size, small size				
	Q1260-009	9	钻夹头 Drill Chuck					
	Q1260-010	10	钻夹头扳手 Drill Chuck Wrench					
	Q1260-011	11	持针钳 Needle Forceps					
	Q1260-012	12	断棒器扳手 Rod Cutter Wrench					

Q1250 多维肱骨钉器械包
Multidimensional Humeral Interlocking Nail Instrument Kit




Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1250-001	1	显影量尺 Developing ruler	φ7-φ9x 160-300	Q1250-033	33	多维锁钉扳手 Multidimensional locking screw wrench	
Q1250-002	2	导针 Guide pin	φ1.5x150	Q1250-034	34	锁定钉定位套 Locking screw locating sleeve	φ10/φ5.8
Q1250-003	3	限深导针 Depth limiting guide pin	φ2.5x200	Q1250-035	35	锁定钉钻套 Locking screw drill sleeve	φ5.8/φ2.8x62
Q1250-004	4	导针 Guide pin	φ2.5x250	Q1250-036	36	骨钻 Drill bit	φ2.8x200
Q1250-005	5	保护套筒 Protecting sleeve	φ11.5x70	Q1250-037	37	指示块 Indicator block	φ2.8
Q1250-006	6	转换接头 Adapter	φ8	Q1250-038	38	锁定钉扭力起子 Locking screw torque driver	T15/1.5N.m
Q1250-007	7	T型快装手柄 T-quick Installation handle	φ8	Q1250-039	39	锁定钉梅花起子 Locking screw star driver	T15
Q1250-008	8	中空环钻 Hollow ring drill	φ10	Q1250-040	40	锁钉套管 Locking screw sleeve	φ11/φ6.2x75
Q1250-009	9	中空环钻 Hollow ring drill	φ11.5	Q1250-041	41	锁钉钻套 Locking screw drill sleeve	φ8.2/φ3x187
Q1250-010	10	中空开孔器 Hollow open device	φ3.5/φ10	Q1250-042	42	套管针 Sleeve pin	φ3.0
Q1250-011	11	复位棒 Reset rod		Q1250-043	43	骨钻 Drill bit	φ3.0x300
Q1250-012	12	导针把持器 Guide pin holder		Q1250-044	44	限位器 Limited device	φ3.0/SW3
Q1250-013	13	球头导针 Ball-head pin	φ2.5/φ3.45 /680	Q1250-045	45	限位器扳手 Limited device wrench	SW3.0
Q1250-014	14	球头导针测量器 Ball-head pin detector	L=680	Q1250-046	46	测深器(多维肱骨) Detector(Multidimensional humeral)	
Q1250-015	15	软扩 Soft Dilator	φ7/2.5x420	Q1250-047	47	六角起子(快装式) Hex screwdriver(quick installation)	SW3.5
Q1250-016	16	软扩 Soft Dilator	φ8/2.5x420	Q1250-048	48	六角起子 Hex screwdriver	SW3.5
Q1250-017	17	软扩 Soft Dilator	φ9/2.5x420	Q1250-049	49	近端前位导杆 Proximal anterior guide rod	
Q1250-018	18	软扩 Soft Dilator	φ10/2.5x420	Q1250-050	50	近端前位导杆锁轮 Proximal anterior guide rod locking wheel	M6/SW5
Q1250-019	19	手柄 Handle		Q1250-051	51	加压螺栓 Compression bolt	M6/φ12/SW11
Q1250-020	20	连接螺栓 Connecting Bolt	M6/φ3.45 /SW11	Q1250-052	52	远端导杆 Distal guide pin	
Q1250-021	21	开口扳手 Open wrench	SW11	Q1250-053	53	定位杆平头钻 Locating rod flat head drill	φ3.8
Q1250-022	22	滑锤导向杆 Slide hammer Guide rod	M6/φ2.5 /SW11	Q1250-054	54	定位杆 Locating rod	
Q1250-023	23	滑锤 Slide hammer		Q1250-055	55	定位卡块 Locating block	
Q1250-024	24	近端导杆 Proximal guide rod		Q1250-056	56	远端定位架(左) Distal locating shelf(left)	
Q1250-025	25	近端导杆锁轮 Proximal guide rod locking wheel	M6/SW5	Q1250-057	57	远端定位架(右) Distal locating shelf(right)	
Q1250-026	26	多维锁钉/定位杆套管 Multidimensional locking screw/Locating sleeve	φ13/φ10x150	Q1250-058	58	连接锁轮 Connecting locking wheel	M6/SW5
Q1250-027	27	多维锁钉/定位杆套管 Multidimensional locking screw/Locating sleeve	φ10/φ3.8x162	Q1250-059	59	锁轮扳手 Locking wheel wrench	SW5
Q1250-028	28	套管针 Sleeve pin	φ3.8	Q1250-060	60	临时定位杆 Temporary locating rod	
Q1250-029	29	骨钻 Drill bit	φ3.8x270	Q1250-061	61	尾帽测量器 End cap measurer	
Q1250-030	30	指示块 Indicator block	φ3.8	Q1250-062	62	六角持杆 Hex holder rod	SW3.5
Q1250-031	31	测深器(多维肱骨两用) Depth gauge(Multidimensional and humeral)		Q1250-063	63	取出杆 Take out rod	
Q1250-032	32	埋头钻 Countersink drill	φ8				

Q1251 肱骨髓内钉安装器械包 Humeral Interlocking Nail Instrument Kit






Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1251-001	1	软扩 Soft Dilator	φ7.0/φ2.0			限位器 Stopper	φ3.0/SW3
Q1251-002	2	软扩 Soft Dilator	φ8.0/φ2.0	Q1251-028	28	限位器扳手 Stopper Wrench	SW3.0
Q1251-003	3	软扩 Soft Dilator	φ8.5/φ2.0	Q1251-029	29	临时定位杆 Temporary Locating Rod	φ3.0
Q1251-004	4	软扩 Soft Dilator	φ9.0/φ2.0	Q1251-030	30	测深器 Detector	
Q1251-005	5	复位棒 Reset Rod	φ5.5/φ3.3	Q1251-031	31	锁钉扳手(杆) Locking Screw Wrench (Rod)	SW3.5
Q1251-006	6	近端空心钻 Proximal Cannulated Drill	φ9.5/φ2.5	Q1251-032	32	尾帽六角持杆 Hexagon End Cap Holder	SW3.5
Q1251-007	7	埋头钻 Countersink Drill	φ9.2	Q1251-033	33	锁钉扳手 Locking Screw Wrench	SW3.5
Q1251-008	8	埋头钻 Countersink Drill	φ4/φ7	Q1251-034	34	滑锤 Slide Hammer	
Q1251-009	9	骨钻 Drill	φ4.0×120	Q1251-035	35	滑锤导向杆 Slide Hammer Guide Rod	M6/φ2.5/SW10
Q1251-010	10	中空开孔器 Hollow Open Device	φ9.5/φ3.3	Q1251-036	36	组合扳手 Combined Wrench	SW10
Q1251-011	11	螺纹导针 Thread Guide Pin	φ2.5×200	Q1251-037	37	加压螺栓 Compression Bolt	M6/φ3.0/SW10
Q1251-012	12	保护套筒 Protection Sleeve	φ9.5	Q1251-038	38	组合螺栓 Combined Bolt	M6/φ3.0/SW10
Q1251-013	13	显影量尺 Developed Rule		Q1251-039	39	手把 Handle	
Q1251-014	14	导针把持器 Pin Holder		Q1251-040	40	辅助定位杆 Auxiliary Locating Rod	φ3.6
Q1251-015	15	T型快装手柄 T-handle For Quick Installation	φ5.5三角	Q1251-041	41	定位卡块 Locating Fixture Block	
Q1251-016	16	转换接头 Adapter		Q1251-042	42	定位杆 Locating Rod	φ3.6/φ7.1
Q1251-017	17	套管针 Trocar	φ2.0	Q1251-043	43	定位杆钻套 Locating Drill	φ3.6
		导针钻套 Drill Guide For Pin	φ2.0/φ7.1	Q1251-044	44	平头钻 Flat Drill	φ3.6
		锁定套管 Locking Drill Guide	φ7.1/φ13	Q1251-045	45	定位杆钻套 Locating Drill Guide	φ3.6
Q1251-018	18	导针 Guide Pin	φ2.0×200	Q1251-046	46	套管针 Trocar	φ7.1
Q1251-019	19	螺纹导针 Thread Guide Pin	φ2.0×200	Q1251-047	47	远端顶杆套管 Distal Rod Sleeve	φ7.1/φ9
Q1251-020	20	导针测深器 Detector	φ2.0	Q1251-048	48	远端定位架B Distal Locating Shelf B	
Q1251-021	21	空心钻 Cannulated Drill		Q1251-049	49	远端定位架A Distal Locating Shelf A	
Q1251-022	22	叶片插入器 Blade Insertor		Q1251-050	50	连接锁轮 Connecting Locking Wheel	M6/SW5
Q1251-023	23	叶片连接器 Blade Connecting Rod		Q1251-051	51	导杆 Guide Rod	
Q1251-024	24	附件盒 Accessory Box		Q1251-052	52	锁轮扳手 Locking Wheel Wrench	SW5.0
Q1251-025	25	锁钉外套管 Locking Screw Outer Sleeve	φ7.1/φ9	Q1251-053	53	近端钉导杆 Proximal Nail Guide	
Q1251-026	26	钻套 Drill Guide	φ3.0/φ7.1	Q1251-054	54	球头导针 Ball-head Guide Pin	φ3.3/φ20×60
Q1251-027	27	骨钻 Drill	φ3.0×220				

Q1252 胫骨交锁髓内钉器械包(髌上入路) Tibial Interlocking Nail Instruments Kit(Suprapatellar Approach)






Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1252-001	1	骨锤 Slide hammer		Q1252-033	33	钻套 Drill sleeve	φ4.0
Q1252-002	2	手把(短) Handle(short)		Q1252-034	34	套管 Sleeve	φ10/φ8.1 ×120
Q1252-003	3	手把(长) Handle(long)		Q1252-035	35	测位阻挡钉定位块 Locating block of lateral blocking nail	
Q1252-004	4	导杆 Guide Rod		Q1252-036	36	前后位阻挡钉定位块 Locating block of front and back blocking nail	
Q1252-005	5	链接螺栓(长) Connecting bolt(long)	M8X1/M6 /SW6.5	Q1252-037	37	近端瞄准架 Proximal aiming device	
Q1252-006	6	加压螺栓(长) Compression bolt(long)	φ4/M6 /SW6.5	Q1252-038	38	套管针 Sleeve pin	φ3.2
Q1252-007	7	加压螺栓(短) Compression bolt(short)	φ4/M6 /SW6.5	Q1252-039	39	钻套 Drill sleeve	φ8.6/φ3.2
Q1252-008	8	链接螺栓(短) Connecting bolt(short)	M8X1/M6 /SW6.5	Q1252-040	40	钻套 Drill sleeve	φ8.6/φ4.0
Q1252-009	9	连接螺栓万向扳手 Connecting rod universal wrench	SW6.5	Q1252-041	41	软扩近端空心钻 Cannulated drill of proximal soft tube	φ12.8/φ3.2
Q1252-010	10	连接螺栓扳手 Connecting rod wrench	SW6.5	Q1252-042	42	球头导针测量器 Detector of ball-head guide pin	L=1000
Q1252-011	11	开口扳手 Open wrench	SW11	Q1252-043	43	螺纹导针 Thread pin	φ3.2×300
Q1252-012	12	定位卡块 Locating block		Q1252-044	44	螺纹导针 Thread pin	φ3.2×400
Q1252-013	13	主钉打拔连接杆 Main nail push and pull connecting rod	M8×1	Q1252-045	45	显影模板 Developing template	φ8-11 ×160-380
Q1252-014	14	主钉取出杆 Main nail take out rod	M8×1	Q1252-046	46	转换接头 Adapter	
Q1252-015	15	远端瞄准架 Distal aiming device		Q1252-047	47	导针把持器 Guide pin holder	
Q1252-016	16	锁轮扳手 Locking wheel wrench	SW5	Q1252-048	48	快换手柄 Quick installation handle	
Q1252-017	17	锁钉套管 Locking screw sleeve	φ11/φ8.6 ×120	Q1252-049	49	复位棒 Reset rod	
Q1252-018	18	软组织分离器 Soft tissue separator		Q1252-050	50	近端空心钻 Proximal cannulated drill	φ12.8/φ3.2
Q1252-019	19	定位杆钻套 Locating rod sleeve	φ8.1/φ5.2	Q1252-051	51	开孔器内芯 Inner core of open device	φ3.2
Q1252-020	20	定位杆骨钻 Locating rod drill	φ5.2	Q1252-052	52	中空开孔器 Hollow open device	φ9.5/φ4.0
Q1252-021	21	定位杆平头钻 Locating rod flat drill	φ5.2	Q1252-053	53	蜂窝式导针套筒 Cellular guide pin sleeve	φ13/φ3.2
Q1252-022	22	定位杆 Locating rod		Q1252-054	54	保护套筒 Protecting Sleeve	φ13×125
Q1252-023	23	导杆、瞄准架锁轮 Guide rod and aiming device locking wheel	M6/SW5	Q1252-055	55	软扩 Soft dilator	φ8.5/φ3.0 φ10×30, φ11×30 φ13×30
Q1252-024	24	尾帽球头扳手 End cap ball-head wrench	SW3.5	Q1252-056	56	球头导针 Ball-head guide pin	φ2.5/ φ4.0/1000
Q1252-025	25	尾帽六角持杆 End cap hex holder	SW3.5				
Q1252-026	26	锁钉扳手(杆) Locking screw wrench(rod)	SW3.5				
Q1252-027	27	T型锁钉扳手 SW3.5 SW3.5 T-wrench of locking screw	SW3.5				
Q1252-028	28	骨径测量尺 Bone diameter measuring ruler					
Q1252-029	29	骨钻 Drill bit	φ3.2×250				
Q1252-030	30	临时定位杆 Temporary locating rod	φ8.1/φ4.0				
Q1252-031	31	骨钻 Drill bit	φ4.0×300				
Q1252-032	32	限位器扳手 Limited device wrench	SW3.0				

髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

Q1253 胫骨髓内钉安装器械包
Tibial Interlocking Nail Instrument Kit

Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1253-001	1	临时定位杆 Temporary Locating Rod	φ4.0	Q1253-025	25	导杆 Guide Rod	
Q1253-002	2	钻套 Drill Guide	φ4.0	Q1253-026	26	开口扳手 Open Wrench	SW11
Q1253-003	3	限位器扳手 Stopper Wrench	SW3.0	Q1253-027	27	连接螺栓 Connecting Bolt	M8x1/ M6/SW6.5
Q1253-004	4	加压螺栓 Compression Bolt	φ4/M6/SW6.5	Q1253-028	28	连接导杆锁轮 Connecting Guide Locking Wheel	M8x1/SW5
Q1253-005	5	尾帽六角杆 Hexagon End Cap Holder	SW3.5	Q1253-029	29	定位卡块 Locating Fixture Block	
Q1253-006	6	锁定扳手(杆) Locking Wrench(Rod)	SW3.5	Q1253-030	30	远端瞄准架 Distal Aim Shelf	
Q1253-007	7	外套管 Outside Sleeve				远端瞄准架锁轮 Distal Aim Shelf Locking Wheel	
Q1253-008	8	软组织分离器 Soft Tissue Separator		Q1253-031	31	定位杆 Guide Rod	
Q1253-009	9	瞄准架锁轮 Sight Locking Wheel		Q1253-032	32	打入器连接杆 Inside Device Connecting Rod	M8x1
Q1253-010	10	骨钻 Drill	φ4.0x300			打入器连接块 Inside Device Connecting Block	M8x1
		限位器 Stopper	φ4.0/SW3.0	Q1253-033	33	连接螺栓扳手 Connecting Bolt Wrench	SW6.5
Q1253-011	11	骨钻 Drill	φ3.2	Q1253-034	34	滑锤 Slide Hammer	
		限位器 Stopper	φ3.2	Q1253-035	35	显影量尺 Developed Rule	
Q1253-012	12	尾帽球头扳手 End Cap Ball-head Wrench	SW3.5	Q1253-036	36	φ8软钻 φ8 Soft Drill	φ8
Q1253-013	13	T型锁钉扳手 T-Locking Wrench	SW3.5	Q1253-037	37	φ9软钻 φ9 Soft Drill	φ9
Q1253-014	14	骨径测量尺 Bone Size Measuring Ruler		Q1253-038	38	φ10软钻 φ10 Soft Drill	φ10
Q1253-015	15	松质骨螺钉套管 Cancellous Screw Sleeve	φ11/φ8.6	Q1253-039	39	φ11软钻 φ11 Soft Drill	φ11
		松质骨螺钉钻套 Cancellous Screw Drill Guide	φ8.6/φ3.2	Q1253-040	40	φ12软钻 φ12 Soft Drill	φ12
		松质骨螺钉套管针 Cancellous Screw Sleeve Pin	φ3.2	Q1253-041	41	中空开孔器 Hollow Open Device	
Q1253-016	16	近端瞄准架 Proximal Aim Shelf		Q1253-042	42	保护套筒 Protection Sleeve	φ12
Q1253-017	17	近端松质骨瞄准架 Proximal Cancellous Screw Aim Shelf		Q1253-043	43	护肤板 Skin Protection Plate	
Q1253-018	18	定位杆骨钻 Locating Drill	φ5.2	Q1253-044	44	快换手柄 Quick Installation Handle	
Q1253-019	19	定位杆平头钻 Locating Flat Drill	φ5.2	Q1253-045	45	近端空心钻 Proximal Cannulated Drill	φ3.2/φ12
Q1253-020	20	锁轮扳手 Locking Wheel Wrench	SW5.0	Q1253-046	46	复位棒(导针引入器) Reset Rod(Pin introduced Device)	
Q1253-021	21	定位杆钻套 Locating Drill Guide	φ5.2	Q1253-047	47	中空开口凿 Hollow Open Device	φ3.2/φ12
Q1253-022	22	胫骨钉手把 Tibial Nail Handle		Q1253-048	48	螺纹导针 Thread Pin	φ3.2x300
Q1253-023	23	滑锤导向杆 Slide Hammer Guide Rod	M8x1	Q1253-049	49	球头导针 Ball-head Pin	φ2.5(φ4/1000)
		滑杆螺帽 Slide Rod Cap		Q1253-050	50	导针把持器 Pin Holder	
Q1253-024	24	连接螺栓万向扳手 Connecting Rod Universal Wrench	SW6.5				

髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

Q1254 PFNA伽玛髓内钉安装器械包
PFNA Gamma Interlocking Nail Instrument Kit

Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1254-001	1	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ10, φ11, φ12, φ13	Q1254-026	26	近端瞄准臂 Proximal Aiming Arm	
Q1254-002	2	导针导向器 Guide Pin Holder		Q1254-027	27	加长钉远端侧向瞄准器 Lengthened Distal Aiming Device	
Q1254-003	3	限位扩髓钻 Limiting Marrow-spread Drill		Q1254-028	28	定位卡块 Locating Fixture Block	
Q1254-004	4	扩髓钻1 Marrow-spread Drill 1	φ11	Q1254-029	29	螺旋刀片测量尺 Blade Nail Measuring Ruler	
Q1254-005	5	扩髓钻2 Marrow-spread Drill 2	φ16	Q1254-030	30	加长钉远端连接杆螺栓 Lengthened Nail Distal Connecting Bolt	
Q1254-006	6	导针握持器 Guide Pin Holder		Q1254-031	31	主钉取钉器 Main Nail Extractor	
Q1254-007	7	扩髓钻T型快装手柄 Marrow-spread Drill T-handle for Quick Installation		Q1254-032	32	平头钻 Flat Drill	φ5.2
Q1254-008	8	软组织保护器 Soft Tissue Protection Device		Q1254-033	33	封帽六角扳手 Sealed Cap Hex Wrench	SW3.5
Q1254-009	9	开口器 Open Device		Q1254-034	34	封帽六角扳手延长杆 Sealed Cap Hex Wrench Lengthened Rod	SW11
Q1254-010	10	扩髓钻2导向器 Marrow-spread Drill 2 Guide	φ16	Q1254-035	35	螺旋刀片取出器 Blade Nail Extractor	
		软组织排开器 Soft Tissue Opener		Q1254-036	36	钻头(限位块) Drill (Stopper Block)	φ4.0
Q1254-011	11	带钩导针 Hook Guide Pin	φ2.0	Q1254-037	37	钻头 Drill	φ5.2
Q1254-012	12	清洁毛刷 Cleaning Brush		Q1254-038	38	限位器扳手 Stopper Wrench	SW3.0
Q1254-013	13	螺纹导针 Thread Guide Pin	φ3.2x400	Q1254-039	39	连接螺栓紧固扳手 Connecting Rod Tightened Wrench	SW5.0
Q1254-014	14	清洁导针 Cleaning Guide Pin	φ3.2	Q1254-040	40	钻头导向套 Drill Guide	φ5.2
Q1254-015	15	量板 Template Chart		Q1254-041	41	锁钉套管 Locking Screw Sleeve	3x1
Q1254-016	16	近端套管 Proximal Sleeve				φ4钻头套管 φ4 Drill Sleeve	
		螺纹套筒 Thread Sleeve				φ4套管针 φ4 Pin Sleeve	
		微调螺母 Fine-tuning Nut		Q1254-042	42	T型万向扳手 T-universal Wrench	SW8.0
		导针套管 Guide Pin Sleeve	φ3.2	Q1254-043	43	锁钉测深尺 Locking Screw Depth Ruler	
Q1254-017	17	主钉连接螺栓 Main Nail Connecting Bolt		Q1254-044	44	近端套管定位针 Proximal Sleeve Locating Pin	
Q1254-018	18	固定手柄 Fixed Handle		Q1254-045	45	刀片钉松紧扳手 Blade Nail Elastic Wrench	SW10.0/11.0
Q1254-019	19	刀片打入器 Blade Nail Inside Device		Q1254-046	46	滑动锤 Slide Hammer	
Q1254-020	20	侧向定位杆 Lateral Locating Rod		Q1254-047	47	顶丝六角扳手 Screw Hex Wrench	SW3.5
Q1254-021	21	固定手柄敲击螺栓 Fixed Handle Knock Rod		Q1254-048	48	主钉连接螺栓紧固扳手 Main Nail Connecting Bolt Tightened Wrench	SW8.0
Q1254-022	22	固定手柄延长敲击螺栓 Fixed Handle Lengthened Knock Rod		Q1254-049	49	软组织保护器 Soft Tissue Protector	φ5.2
Q1254-023	23	加长钉远端连接杆1 Lengthened Nail Distal Connecting Rod 1		Q1254-050	50	加长导针 Lengthened Guide Pin	φ2.5x1000
Q1254-024	24	加长钉远端连接杆2 Lengthened Nail Distal Connecting Rod 2					
Q1254-025	25	短钉远端瞄准器 Short Nail Distal Aiming Device					

髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

Q1255 股骨伽玛型交锁髓内钉-II (小Intertan)器械包(加长)

Femoral Gamma Interlocking Nail-II(Small Intertan) Instrument kit(Lengthened)

Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1255-001	1	显影模板 Developing template	φ9-φ12 x180-420	Q1255-001	39	限位器 Limited device	φ9
Q1255-002	2	螺纹导针 Thread guide pin	φ3.2x400	Q1255-002	40	近端空心丝锥 Proximal cannulated tap	φ3.2/φ9.6
Q1255-003	3	保护套筒 Protecting sleeve	φ15x120	Q1255-003	41	股骨颈拉力螺钉中空持杆 Femoral neck lag screw hollow holder	M5x0.5/ φ3.2/SW3.5
Q1255-004	4	导针套筒 Guide pin sleeve	φ3.2/φ15	Q1255-004	42	股骨颈拉力螺钉扳手 Femoral neck lag screw wrench	
Q1255-005	5	近端空心钻 Proximal cannulated drill	φ3.2/φ15	Q1255-005	43	股骨颈钉加压螺母 Femoral neck lag screw compression nut	
Q1255-006	6	快换手柄 Quick installation handle		Q1255-006	44	加压防旋螺钉 Compression anti rotation screw	SW5.0/M3.5
Q1255-007	7	转换接头 Adapter		Q1255-007	45	远端90°静态导杆 Distal 90° Static guide rod	
Q1255-008	8	中空开孔器 Hollow open device		Q1255-008	46	远端动态导杆 Distal dynamic guide rod	
Q1255-009	9	软组织护板 Soft tissue protector		Q1255-009	47	远端锁钉套管 Distal locking screw sleeve	φ11/φ8.2
Q1255-010	10	复位棒(导针引入器) Reset rod(guide pin introducer)		Q1255-010	48	钻套 Drill sleeve	φ8.2/φ4.0
Q1255-011	11	导针把持器 Guide pin holder		Q1255-011	49	套管针 Sleeve pin	φ4.0
Q1255-012	12	球头导针 Ball-head guide pin	φ2.5/φ4.0 /1000	Q1255-012	50	骨钻 Drill bit	φ4.0x300
Q1255-013	13	软扩 Soft Dilator	φ9x508	Q1255-013	51	限位器 Limited device	φ4.0/SW3.0
Q1255-014	14	软扩 Soft Dilator	φ10x508	Q1255-014	52	限位器扳手 Limited device wrench	SW3.0/φ4.0
Q1255-015	15	软扩 Soft Dilator	φ11x508	Q1255-015	53	临时定位杆 Temporary locating rod	φ4.0
Q1255-016	16	软扩 Soft Dilator	φ12x508	Q1255-016	54	测深器 Detector	
Q1255-017	17	软扩 Soft Dilator	φ13x508	Q1255-017	55	T型锁钉扳手 T-locking screw wrench	SW3.5
Q1255-018	18	手柄 Handle		Q1255-018	56	锁钉扳手(杆) Locking screw wrench(rod)	SW3.5
Q1255-019	19	连接螺栓 Connecting bolt	M10x1 /SW6.5	Q1255-019	57	锁紧螺母扳手 Tightening nut wrench	SW5.0
Q1255-020	20	连接螺栓扳手 Connecting bolt wrench	SW6.5	Q1255-020	58	连接螺栓方向扳手 Connecting rod universal wrench	SW6.5
Q1255-021	21	打入取出连接杆 Connecting rod of drive in and take out	M10x1 /SW11	Q1255-021	59	尾帽球头扳手 End cap ball head wrench	SW5.0
Q1255-022	22	开口扳手 Open wrench	SW11	Q1255-022	60	主钉打拔杆 Main nail push and pull rod	M10x1
Q1255-023	23	滑锤 Slide hammer		Q1255-023	61	清洁导针 Cleaning guide pin	φ3.0
Q1255-024	24	近端导杆 Proximal guide rod	180-240远端静态 Distal static	Q1255-024	62	股骨近端瞄准架 Proximal femoral aiming device	
Q1255-025	25	导杆锁轮 Guide rod locking wheel	M8x1	Q1255-025	63	长钉远端连接导杆 Long nail distal connecting rod	
Q1255-026	26	近端套管 Proximal sleeve	φ7.1/φ9.6 /M18x1.5	Q1255-026	64	长钉远端导杆 Long nail distal guide pin	
Q1255-027	27	支持/加压螺母 Supporting/Compression nut	M18x1.5左旋 Left rotation	Q1255-027	65	连接锁轮 Connecting locking wheel	M18x1/SW5
Q1255-028	28	近端皮质套管 Proximal cortical sleeve	φ4.0/φ9.6	Q1255-028	66	锁轮扳手 Locking wheel wrench	SW5
Q1255-029	29	近端套管针 Proximal sleeve pin	φ4.0	Q1255-029	67	长钉远端定位架(左) Long nail distal locating frame(left)	
Q1255-030	30	骨钻 Drill bit	φ4.0x300	Q1255-030	68	长钉远端定位架(右) Long nail distal locating frame(right)	
Q1255-031	31	导针套管 Guide pin sleeve	φ3.2/φ9.6	Q1255-031	69	定位杆套管 Locating rod sleeve	φ10/φ8.1
Q1255-032	32	螺纹导针 Thread pin	φ3.2/400	Q1255-032	70	定位杆套管针 Locating rod sleeve pin	φ8.1
Q1255-033	33	导针测深器 Guide pin detector	φ3.2	Q1255-033	71	定位杆钻套 Locating rod drill sleeve	φ8.1/φ5.2
Q1255-034	34	加压螺钉开口钻 Compression screw open drill	φ7.1	Q1255-034	72	定位杆钻头 Locating rod drill	φ5.2
Q1255-035	35	加压螺钉钻头 Compression screw drill	φ6/φ7.1	Q1255-035	73	定位杆平头钻 Locating rod flat drill	φ5.2
Q1255-036	36	近端钻孔定位器 Proximal drill hole location device	φ6/φ7.1	Q1255-036	74	定位杆 Locating rod	φ8.1/φ5.2
Q1255-037	37	近端皮质骨空心钻 Proximal cortical cannulated drill	φ3.2/φ9 /φ9.6	Q1255-037	75	定位卡块 Locating flat	
Q1255-038	38	近端限位空心钻 Proximal limited cannulated drill	φ3.2/φ9 /φ9.6	Q1255-038			





髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

Q1256 股骨髓内钉安装器械包

Femoral Interlocking Nail Instrument Kit





Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1256-001	1	定位卡块 Locating Fixture Block		Q1256-026	26	打入器连接块 Inside Device Connecting Block	M8x1
Q1256-002	2	加压螺栓 Compression Bolt	φ4/M6/SW6.5			打入器连接杆 Inside Device Connecting Rod	M8x1
Q1256-003	3	小扳手 Small Wrench	SW3.0/φ4	Q1256-027	27	远端定位架 Distal Locating Shelf	
Q1256-004	4	定位杆φ8.1/φ5.2 Locating Rod φ8.1/φ5.2		Q1256-028	28	定位杆平头钻 Locating Flat Drill	φ5.2
Q1256-005	5	尾帽球头扳手 End Cap Ball-head Wrench	SW5.0	Q1256-029	29	主钉打拔杆 Main Nail Driving And Pulling Rod	M8x1
Q1256-006	6	瞄准臂 Aiming Arm		Q1256-030	30	连接螺栓方向扳手 Connecting Rod Universal Wrench	SW6.5
Q1256-007	7	导针钻套 Pin Guide	φ8.2/φ2.5	Q1256-031	31	滑锤 Slide Hammer	
		套管针 Sleeve Pin	φ2.5	Q1256-032	32	开口扳手 Open Wrench	SW11
Q1256-008	8	空心台阶钻 Cannulated Step Drill	φ6.5/φ2.5	Q1256-033	33	股骨手柄 Femoral Holder	
		台阶钻限位器 Step Drill Stopper		Q1256-034	34	远端导块 Distal Guide	
Q1256-009	9	股骨颈钉/尾帽扳手 Femoral Neck/End Cap Wrench	SW5/M3.5	Q1256-035	35	定位架锁轮 Locating Shelf Locking Wheel	M6/SW5
Q1256-010	10	测深器 Detector		Q1256-036	36	导杆连接锁轮 Guide Rod Connecting Locking Wheel	M8x1/SW5
Q1256-011	11	骨钻 Drill	φ4.0x300	Q1256-037	37	显影量尺 Developed Ruler	
		限位器 Stopper	φ4.0/SW3.0	Q1256-038	38	软扩 Soft Dilator	φ9
Q1256-012	12	导针 Pin	φ2.5x338	Q1256-039	39	软扩 Soft Dilator	φ10
Q1256-013	13	螺纹导针 Thread Pin	φ2.5x338	Q1256-040	40	软扩 Soft Dilator	φ11
Q1256-014	14	临时定位杆 Temporary Locating Rod	φ4.0	Q1256-041	41	软扩 Soft Dilator	φ12
Q1256-015	15	锁钉套管 Locking Screw Sleeve	φ11/φ8.2	Q1256-042	42	软扩 Soft Dilator	φ13
		钻套 Drill Guide	φ8.2/φ4.0	Q1256-043	43	复位棒(导针引入器) Reset Rod(Pin Introduced Device)	
		套管针 Drill Guide Pin	φ4.0	Q1256-044	44	中空开孔器 Hollow Open Device	
Q1256-016	16	导针测深器 Pin Detector		Q1256-045	45	软组织护板 Soft Tissue Protecting Plate	
Q1256-017	17	T型锁钉扳手 T-locking Wrench	SW3.5	Q1256-046	46	快换手柄 Quick Installation Handle	
Q1256-018	18	锁钉扳手(杆) Locking Screw Wrench	SW3.5	Q1256-047	47	连接螺栓 Connecting Bolt	M8x1/ M6/SW6.5
Q1256-019	19	远端导杆 Distal Guide Rod		Q1256-048	48	连接螺栓扳手 Connecting Bolt Wrench	SW6.5
Q1256-020	20	定位杆钻套 Locating Drill Guide	φ8.1/φ5.2	Q1256-049	49	导针把持器 Guide Pin Holder	
Q1256-021	21	锁轮扳手 Locking Wheel Wrench	SW5	Q1256-050	50	保护套筒 Protecting Sleeve	φ14.3
Q1256-022	22	近端导杆 Proximal Guide Rod				导针套筒 Pin Sleeve	φ3.2/φ14.3
Q1256-023	23	定位杆钻头 Locating Drill	φ5.2	Q1256-051	51	近端空心钻 Proximal Cannulated Drill	φ3.2/φ14.3
Q1256-024	24	手把连接锁轮 Connecting Locking Wheel	M8x1/SW5	Q1256-052	52	导针 Guide Pin	φ3.2x500
Q1256-025	25	定位杆套管 Locating Sleeve	φ10/φ8.1	Q1256-053	53	球头导针 Ball-head Guide Pin	φ2.5/φ4.0/1000
		定位杆套管针 Locating Sleeve Pin	φ8.1				

髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

Q1257 PFNA伽玛髓内钉安装器械包 II 型
PFNA GAMMA Interlocking Nail Instrument Kit II

Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1257-001	1	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ9	Q1257-033	33	复位棒 Reset Rod	
Q1257-002	2	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ10	Q1257-034	34	定位杆平头钻 Locating Rod Flat Drill	φ5.2
Q1257-003	3	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ11	Q1257-035	35	定位杆钻头 Locating Rod Drill	φ5.2
Q1257-004	4	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ12	Q1257-036	36	开口扳手 Open Wrench	SW11
Q1257-005	5	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ13	Q1257-037	37	打入取出连接杆 Inside and outside connecting Rod	M10X1/SW11
Q1257-006	6	快装接头 Quick change connector		Q1257-038	38	T型锁钉扳手 T-handle Locking screw Wrench	SW3.5
Q1257-007	7	导针把持器 Pin Holder		Q1257-039	39	近端空心丝锥 Proximal Cannulated Tap	φ3.2/φ10.5
Q1257-008	8	快装手柄 Quick change Handle		Q1257-040	40	连接螺杆万向扳手 Connecting Rod Universal Wrench	SW6.5
Q1257-009	9	锁钉扳手(杆) Locking screw Wrench	SW3.5	Q1257-041	41	加压防旋螺钉 Compression and Antirotation screw	SW5.0/M3.5
Q1257-010	10	测深器 Detector		Q1257-042	42	主钉打拔杆 Main nail inside and outside rod	M10X1
Q1257-011	11	软组织保护板 Soft tissue protection plate		Q1257-043	43	限位器扳手 Stopper Wrench	SW3.0/φ4.0
Q1257-012	12	中空开孔器 Hollow Open Device		Q1257-044	44	显影卡尺 Developed Ruler	
Q1257-013	13	近端皮质骨空心钻 Proximal Cortical screw Cannulated Drill	φ3.2/φ11.2	Q1257-045	45	螺纹导针 Thread Pin	φ3.2X400
Q1257-014	14	近端导杆/远端静态 Proximal Guide Rod/Distal static state		Q1257-046	46	扩髓钻保护套筒 Marrow-spread Drill protection Sleeve	φ17.5X140
Q1257-015	15	远端90° 静态导杆 Distal 90° Static Guide Rod		Q1257-047	47	导针套筒 Guide Pin Sleeve	φ17.5/φ3.2
Q1257-016	16	远端动态导杆 Distal Dynamic Guide Rod		Q1257-048	48	定位杆钻套 Locating Drill Guide	φ8.1/φ5.2
Q1257-017	17	长钉远端导杆 Lengthened Nail Distal Guide Rod		Q1257-049	49	定位杆套管 Locating Guide sleeve	φ10/φ8.1
Q1257-018	18	长钉远端连接杆 Lengthened Nail Distal Connecting Rod		Q1257-050	50	定位杆套管针 Locating pin guide	φ8.1
Q1257-019	19	长钉远端定位架(左) Lengthened Nail Distal Locating Device(Left)		Q1257-051	51	股骨颈拉力钉扳手 Wrench of Femoral neck Lag screw	
Q1257-020	20	长钉远端定位架(右) Lengthened Nail Distal Locating Device(Right)		Q1257-052	52	股骨颈钉加压螺母 Compression Screw Of Femoral neck	
Q1257-021	21	连接锁轮 Connecting Locking Wheel	M8X1/SW5	Q1257-053	53	临时定位杆 Temporary Locating Rod	φ4.0
Q1257-022	22	连接螺栓 Connecting Bolt	M10X1/SW	Q1257-054	54	近端钻孔定位器 Proximal Drill Hole Locating Device	
Q1257-023	23	连接螺栓扳手 Connecting Bolt Wrench	6.5	Q1257-055	55	导针套管 Pin Guide	φ3.2/φ11.2
Q1257-024	24	锁轮扳手 Locking Wheel Wrench	SW6.5	Q1257-056	56	远端锁钉套管 Distal locking screw Drill Guide	φ11/φ8.2 /φ4.0
Q1257-025	25	导针测深器 Guide Pin Detector	SW5	Q1257-057	57	套管针 Drill Guide pin	φ4.0
Q1257-026	26	手把 Handle	φ3.2	Q1257-058	58	滑锤 Slide Hammer	
Q1257-027	27	近端空心扩髓钻 Proximal Cannulated Marrow-spread Drill		Q1257-059	59	定位杆 Locating Rod	φ8.1/φ5.2
Q1257-028	28	近端加压皮质套管 Proximal Compression Cortical Sleeve	φ17.5/φ3.2	Q1257-060	60	定位卡块 Locating Fixture Block	
Q1257-029	29	骨钻 Drill bit	φ4.0X300	Q1257-061	61	加压螺钉开口钻 Compression screw open hole drill	φ7.8
Q1257-030	30	近端限位空心钻 Proximal Cannulated stopper Drill	φ3.2/φ11.2	Q1257-062	62	加压螺钉钻头 Compression screw drill	φ7.0/φ7.8
Q1257-031	31	尾帽球头扳手 End Cap Ball-head Wrench	SW5.0	Q1257-063	63	清污导针 Cleaning pin	φ3.0
Q1257-032	32	万向锁紧螺母扳手 Universal Locking screw wrench	SW5.0	Q1257-064	64	球头导针 Ball-head pin	φ2.5/φ4.0 /1000

髓内钉安装器械包 Interlocking Nails Instruments

Q1258 股骨倒置钉安装器械包
Femoral Reverse Interlocking Nails Instrument Kit

Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格	Product No. 产品编号	No. 序号	Product Name 产品名称	Specification 规格
Q1258-001	1	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ9	Q1258-025	25	钻套 Drill Guide	φ4.0
Q1258-002	2	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ10	Q1258-026	26	定位杆钻套 Locating Rod Drill Guide	φ5.2
Q1258-003	3	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ11	Q1258-027	27	限位器扳手 Stopper Wrench	SW3.0
Q1258-004	4	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ12	Q1258-028	28	主钉拔出连接杆 Main Nail Extractor Connecting Rod	M8x1/ M10x1
Q1258-005	5	软扩铰刀 Soft Dilator Reamer	φ13	Q1258-029	29	锁定扳手(杆) Locking Wrench	SW3.5
Q1258-006	6	近端空心钻 Proximal Cannulated Drill	φ3.2/φ14	Q1258-030	30	定位块 Locating Fixture Block	
Q1258-007	7	显影卡尺 Developed Ruler		Q1258-031	31	外套筒 Outside Sleeve	
Q1258-008	8	螺纹导针 Thread Pin	φ3.2x300	Q1258-032	32	软组织分离器 Soft Tissue Separator	
Q1258-009	9	复位棒 Reset Rod		Q1258-033	33	滑锤 Slide Hammer	
Q1258-010	10	中空开孔器 Hollow Open Device		Q1258-034	34	延长连接螺栓 Lengthened Connecting Bolt	M8x1/M10 x1/SW11
Q1258-011	11	保护套筒 Protecting Sleeve	φ14	Q1258-035	35	连接螺栓扳手 Connecting Bolt Wrench	SW6.5
Q1258-012	12	软组织保护板 Soft tissue protection plate		Q1258-036	36	远端定位架 Distal Locating Device	
Q1258-013	13	扩髓钻T型快装手柄 Marrow-spread Drill Handle For Quick Installation		Q1258-037	37	远端导杆 Distal Guide Rod	
Q1258-014	14	扩髓钻快装接头 Marrow-spread Drill Quick change connector		Q1258-038	38	连接螺杆万向扳手 Connecting Rod Universal Wrench	SW6.5
Q1258-015	15	导针把持器 Pin Holder		Q1258-039	39	主钉打拔杆 Main Nail inside and outside rod	M10x1
Q1258-016	16	定位杆 Locating Rod	φ8.1/φ5.2	Q1258-040	40	近端导杆 Proximal Guide Rod	
Q1258-017	17	T型锁钉扳手 T-handle locking screw wrench	SW3.5	Q1258-041	41	手把 Handle	
Q1258-018	18	尾帽六角持杆 End cap hex holder	SW3.5	Q1258-042	42	连接螺栓 Connecting Bolt	M8x1/ SW6.5
Q1258-019	19	测深器 Detector		Q1258-043	43	开口扳手 Open Wrench	SW11
Q1258-020	20	定位杆骨钻 Locating Rod Drill	φ5.2	Q1258-044	44	锁轮扳手 Locking Wheel Wrench	SW5.0
Q1258-021	21	定位杆平头钻 Locating Rod Flat Drill	φ5.2	Q1258-045	45	手把连接锁轮 Handle connecting Locking Wheel	M8x1/SW5
Q1258-022	22	尾帽球头扳手 End cap ball-head wrench	SW3.5	Q1258-046	46	导杆连接锁轮 Guide Rod Connecting Locking Wheel	M8x1/SW5
Q1258-023	23	骨钻 Drill bit	φ4.0x300	Q1258-047	47	远端定位架锁轮 Distal Locating Device Locking Wheel	M6/SW5
		限位器 Stopper	φ4.0/SW3.0	Q1258-048	48	球头导针 Ball-head pin	φ2.5/φ 4.0/1000
Q1258-024	24	临时定位杆 Temporary Locating Rod	φ4.0				